







Tunstall integrasjon med Visma Omsorg Profil

Sammen om velferdsteknologi på Agder


@johnhorve






-  952 innbyggere
 -  1 246 innbyggere
 -  1 200 innbyggere
 -  3 614 innbyggere
- Pr 1. januar 2017


ER BEMANNET RESPONSSENTER DET RIKTIGE?




ER BEMANNET RESPONSSENTER DET RIKTIGE?




ALARMEN GÅR



ALARMEN GÅR




ALARMEN GÅR



HVA SIER LOVVERKET OM HELSEHJELPSDOKUMENTASJON?



FORSKRIFT OM PASIENTJOURNAL



§ 5.(Oppretting og organisering av journal)


Det skal opprettes en journal for hver pasient. Det skal som hovedregel anvendes en samlet journal for den enkelte pasient selv om helsehjelp ytes av flere innen virksomheten.

Hovedregelen om en samlet journal for den enkelte pasient kan fravikes dersom virksomhetens enheter både faglig og organisatorisk klart fremstår som separate deltjenester.

Der det ikke er hensiktsmessig med en samlet journal, kan journalen deles i en hovedjournal og en tilleggsjournal. Det skal da fremgå av hovedjournalen at det eksisterer en tilleggsjournal og hvilken dokumentasjon den inneholder.

Dersom journalen føres delvis elektronisk og delvis som papirjournal, skal det klart fremgå av begge hvilken dokumentasjon som føres i den elektroniske journalen og hvilken dokumentasjon som føres som papirjournal.

FORSKRIFT OM PASIENTJOURNAL




§ 7.(Krav til journalføringen)

Pasientjournalen skal fortrinnsvis skrives på norsk. Dansk og svensk kan benyttes i den utstrekning det er forsvarlig. I særlige tilfeller kan Statens helsetilsyn gi tillatelse til å benytte annet språk.

Journalen skal føres fortløpende. Med fortløpende menes at nedtegnelser skal gjøres uten ugrunnet opphold etter at helsehjelpen er gitt.

Nedtegnelsene skal dateres og signeres.

HELSEPERSONELLOVEN




§ 39. Plikt til å føre journal

Den som yter helsehjelp, skal nedtegne eller registrere opplysninger som nevnt i § 40 i en journal for den enkelte pasient. Plikten til å føre journal gjelder ikke for samarbeidende helsepersonell som gir hjelp etter instruksjon eller rettleiding fra annet helsepersonell.

I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som skal ha det overordnede ansvaret for den enkelte journal, og herunder ta stilling til hvilke opplysninger som skal stå i pasientjournalen.

Departementet kan i forskrift pålegge helsepersonell som nevnt i første ledd å føre egen journal som pasienten oppbevarer selv (egenjournal).

HELSEPERSONELLOVEN




§ 40. Krav til journalens innhold m.m.

Journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, samt de opplysninger som er nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i medhold av lov. Journalen skal være lett å forstå for annet kvalifisert helsepersonell.

Det skal fremgå hvem som har ført opplysningene i journalen.

Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om pasientjournalens innhold og ansvar for journalen etter denne bestemmelse, herunder om oppbevaring, overdragelse, opphør og tilintetgjøring av journal.

HELSEPERSON



A screenshot of a web browser displaying a news article from VG. The browser's address bar shows the URL "http://www.vg.no/nyheter/innenriks/". The article title is "Willy (71) utløste trygghetsalarmen fire ganger – neste morgen var han død". Below the title is a photograph of a man with a beard and mustache, looking slightly to the side, standing in front of a tree trunk. The VG logo and "NYHETER" are visible at the top of the page. Navigation tabs for "Innenriks", "Utenriks", "Siste 48t", and "Meninger" are present. A search icon and "TIPS 2200" are also visible.

SETSDAL

ndige
å
il være

HELSE



Willy (71) utløste trygghetsalar...

nrk Kvinne kvalt av trygghetsalar...

Nyheter Sport TV Radio Distrikt Søk

Østlandssendingen TV Radio Tips oss Sosiale medier

Kvinne kvalt av trygghetsalarm

En kvinne i 80-årene ble i helgen kvalt av sin egen trygghetsalarm i Oslo.

Anette Holth Hansen
Camilla Skarra
Espen Evensen
Ingrid Vestre Haram
Ingrid Vestre Haram

Oppdatert 02.03.2011, kl. 06:50

SETESDAL


ndige
å
il være

DR

KAN VI FÅ REGISTRERT UTLØSTE ALARMER AUTOMATISK I VÅR EPJ?



KAN VI FÅ REGISTRERT UTLØSTE ALARMER AUTOMATISK I VÅR EPJ?



TIDSOVERSIKT

365	Januari 2016						
	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
53					1	2	3
7	4	5	6	7	8	9	10
2	11	12	13	14	15	16	17
3	18	19	20	21	22	23	24
4	25	26	27	28	29	30	31

365	Februari 2016						
	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
5	1	2	3	4	5	6	7
6	8	9	10	11	12	13	14
7	15	16	17	18	19	20	21
8	22	23	24	25	26	27	28
9	29						

365	Mars 2016						
	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
9		1	2	3	4	5	6
10	7	8	9	10	11	12	13
11	14	15	16	17	18	19	20
12	21	22	23	24	25	26	27
13	28	29	30	31			

365	April 2016						
	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
13					1	2	3
14	4	5	6	7	8	9	10
15	11	12	13	14	15	16	17
16	18	19	20	21	22	23	24
17	25	26	27	28	29	30	

365	Maj 2016						
	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
17							1
18	2	3	4	5	6	7	8
19	9	10	11	12	13	14	15
20	16	17	18	19	20	21	22
21	23	24	25	26	27	28	29
22	30	31					

365	Juni 2016						
	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
22			1	2	3	4	5
23	6	7	8	9	10	11	12
24	13	14	15	16	17	18	19
25	20	21	22	23	24	25	26
26	27	28	29	30			

365	Juli 2016						
	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
26					1	2	3
27	4	5	6	7	8	9	10
28	11	12	13	14	15	16	17
29	18	19	20	21	22	23	24
30	25	26	27	28	29	30	31

365	Augusti 2016						
	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
31	1	2	3	4	5	6	7
32	8	9	10	11	12	13	14
33	15	16	17	18	19	20	21
34	22	23	24	25	26	27	28
35	29	30	31				

365	September 2016						
	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
35				1	2	3	4
36	5	6	7	8	9	10	11
37	12	13	14	15	16	17	18
38	19	20	21	22	23	24	25
39	26	27	28	29	30		

365	Oktober 2016						
	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
39						1	2
40	3	4	5	6	7	8	9
41	10	11	12	13	14	15	16
42	17	18	19	20	21	22	23
43	24	25	26	27	28	29	30
44	31						

365	November 2016						
	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
44		1	2	3	4	5	6
45	7	8	9	10	11	12	13
46	14	15	16	17	18	19	20
47	21	22	23	24	25	26	27
48	28	29	30				

365	December 2016						
	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
48				1	2	3	4
49	5	6	7	8	9	10	11
50	12	13	14	15	16	17	18
51	19	20	21	22	23	24	25
52	26	27	28	29	30	31	

31. mars 2016

Lokalt vedtak om å se på muligheten

20. april 2016

Henvendelse til Tunstall med ønske om møte

Tunstall

John A. Horve 14:56:

Hei,

er det du som leverer DM 80 - sentral for trygghetsalarmer?

Magnus Manhem 14:57:

Ja det stämmer ! :-)

John A. Horve 14:59:

Jeg representerer noen kommuner i Sør-Norge og vi har en dialog med Elcom Sør.

I våre kommuner benytter vi et pasientjournalssystem levert av Visma, og jeg er IKT mann for kommunene våre.

Jeg har veldig lyst til å besøke dere for å se om vi kan lage en integrasjon mellom DM80 og vårt pasientjournalssystem - Visma Omsorg Profil
Jeg har tidligere laget enkel integrasjon med kvalitetssystem og Profil.

Nå ønsker jeg en dialog med utvikler hos deg for å se om vi kan få til en enkel integrasjon (export)

Har dere lyst og anledning til å ta i mot meg en dag i Malmø i slutten av mai/begynnelsen av juni?

Magnus Manhem 15:10:

Det låter absolutt möjligt !

Vilket datum tänker ni er ?

John A. Horve 15:11:

Veldig bra - sender deg en mail med litt mer info om hva jeg tenker.

Foreslår noen aktuelle datoer i mailen (om 10 minutter)

:-)

Magnus Manhem 15:11:

OKay ! :-)

Magnus Manhem
Vice President Export



Skype
for Business

20. April 2016

7. JUNI 2016 – MØTE MED **Tunstall** I MALMÖ



ER DET LOV Å HÅPE?

ons 15.06.2016 10:04

Magnus Manhem <Magnus.Manhem@sttcondigi.com>
RE: TES export >> Profil

Til John A. Horve

Kopi alfgu@elcomsor.no; Svein Egil Økland (svein.egil@vaktogalarm.no); Øivind Solli; Johan Jacobsson

i Du svarte på meldingen 15.06.2016 20:54.

Hej John !

Tack själva för ett utmärkt möte förra veckan. Vi har tagit ett preliminärt beslut internt på att genomföra arbetet som ni behöver för att lyckas med integrationen. Har fortfarande ingen tidplan klar och heller ingen kostnad / budget allokerad internt – så beskedet är fortfarande en aning otydligt – men det är i vart fall positivt.

Dessutom - ursäkta för ett sent svar - jag var i Holland igår.


Återkommer med mer definitivt besked så snart som möjligt.

Best Regards,

Magnus Manhem
Vice President Export

Magnus Manhem RE: Presentasjon av integrasjonen

TIDSOVERSIKT



31. mars 2016

Lokalt vedtak om å se på muligheten

20. april 2016

Henvendelse til Tunstall med ønske om møte

7. juni 2016

Møte med Tunstall i Malmö

15. juni 2016

Melding om at Tunstall ønsket å bidra


1. september 2016

Integrasjonen er på plass i skarp produksjon

DET TOK 1.310 DAGER



20. September 2016 – første gang på Hovden



VAKT OG ALARM



VIL DU SE UNDER PANSERET?




Foto: Hans Tore Tangerud

Tunstall SIN DEL AV INTEGRASJONEN




VÅR SIDE AV INTEGRASJONEN – ETT ENKELT VBSCRIPT




05.09.2016 16:43	File folder	
05.09.2016 16:43	File folder	
05.09.2016 16:43	File folder	
09.09.2016 21:05	File folder	
09.09.2016 21:05	File folder	
09.09.2016 21:05	File folder	
06.09.2016 09:49	VBScript Script File	17 KB
05.09.2016 16:43	FTP File	1 KB
05.09.2016 16:43	FTP File	1 KB
05.09.2016 16:43	FTP File	1 KB
09.09.2016 21:05	FTP File	1 KB
05.09.2016 16:43	SQL File	1 KB
05.09.2016 16:43	SQL File	1 KB
05.09.2016 16:43	SQL File	1 KB
09.09.2016 21:05	SQL File	1 KB


SCHEDULED TASK



SCHEDULED TASK



SCHEDULED TASK



VBSCRIPTET – KORT FORKLART

1. Genererer et FTP-script for den enkelte kommune
2. Kjører FTP-scriptet og laster ned filer til en mappe for den enkelte kommune. Dette loggføres i FTPlog-katalogen
3. Sletter nedlastede filer fra FTP-server dersom dette er satt i innstillingene
4. Sletter nedlastede filer som er behandlet tidligere (sjekker filnavn i katalogen Backup som ligger under kommunens mappe)
5. Genererer en fil for SQL-script
6. Leser gjennom filene som ikke er behandlet og legger inn SQL-script for besvarte alarmer
7. Flytter nedlastede filer til Backup-katalogen under kommunens mappe
8. Kjører SQL-scriptet mot Profildatabasen
9. Kopierer SQL-scriptet til Backup-katalogen under script-katalogen

INNSTILLINGER PR KOMMUNE

' Informasjon for den enkelte kunde:

' -----

' Kommunenavn

Her skal kommunens navn stå - kun til informasjon internt i scriptet

strKommuneNr = "1234"

Kommunennummer - hver kommune i Norge har eget 4-sifret nummer

strConnection = "Provider=sqloledb;Data Source=MyServer\MyInstance;Initial Catalog=Profil;Integrated Security=SSPI;"

tFTPserver = "MyFTPserver"

Adressen til FTP serveren -settes inn i FTPscriptet

tFTPusername = "FTPusernane"

Brukernavnet på FTP serveren - settes inn i FTPscriptet

tFTPpassword = "FTPpassword"

Passordet på FTP serveren - settes inn i FTPscriptet

DebugMode = 0

Skal det tas med debug informasjon i SQL scriptet? 1=Ja 0=Nei

IncludeMaalinger = 1

Skal det lages SQL script for å registrere alarmer på Målinger? 1=Ja 0=Nei

IncludeUtrykninger = 1

Skal det lages SQL script for å registrere alarmer på utrykninger? 1=Ja 0=Nei

UpdateProfil = 1

Skal SQL scriptet kjøres automatisk mot Profildatabasen? 1=Ja 0=Nei

DeleteFromFTPserver = 1

Skal filene på FTP server slettes etter nedlastning - settes inn i FTPscript 1=Ja 0=Nei

FTP SCRIPT

```
open MyFTPserver
user FTPusernane MySecretPassword


prompt off
ascii

cd 0941
lcd 0941
mget *.*
mdel *.*
lcd ..
cd ..

quit
```

```
ftp> Connected to MyFTPserver.
open MyFTPserver
220-FileZilla Server 0.9.58 beta
220-written by Tim Kosse (tim.kosse@filezilla-project.org)
220 Please visit https://filezilla-project.org/
ftp> user FTPusernane MySecretPassword
331 Password required for FTPusernane
230 Logged on
ftp> ftp>
Interactive mode Off .
ftp> prompt off
ascii
200 Type set to A
ftp> ftp>
cd 0941
250 CWD successful. "/0941" is current directory.
ftp> Local directory now D:\Profil\Tunstall\0941.
ftp> lcd 0941
mget *.*
200 Type set to A
200 Port command successful
150 Opening data channel for file download from server of
"/0941/094120160908(11).csv"
226 Successfully transferred "/0941/094120160908(11).csv"
ftp: 126 bytes received in Seconds Kbytes/sec.
ftp> 0,00126000,00mdel *.*
200 Type set to A
250 File deleted successfully
ftp> Local directory now D:\Profil\Tunstall.
ftp> lcd ..
cd ..
250 CWD successful. "/" is current directory.
ftp> ftp>
quit
221 Goodbye
```

FIL FRA **Tunstall**



094120160908(11).csv - Notepad

File Edit Format View Help

```
"0941011099","2016-09-08 11:37","2016-09-08 11:38","bykle2 @ 91004945","2016-09-08 11:39","Aktiv alarm","Manuell test",""
```

Ln 1, Col 1

INSTALLERTE TRYGGHETSALARMER I VISMA OMSORG PROFIL



Brukermodulen (Profil, Bykle produksjon)

File Rediger Vis Ajourhold Ajourhold bruker IPLOS Alarm Fag Rapporter Moduler Vindu Hjelp

Trygghetsalarmer TrygghetsAlarm Utrykninger

- Trygghetsalarmer
 - Plassøkonomi
 - Nettoinntekt
 - Bestilling av alarmpakke
 - Flytting av alarmpakke
 - Sensortilknytning
- Midlertidig opphør
- Ansvarsgruppe
- Nøkkelopplysninger
- Samtykkeregimet
- Rolle bruker
- Ny konsultasjon
- Åpne konsultasjon
- Lag og send meldinger
- NAV-meldinger

Trygghetsalarm for Line Danser - Endre

Alarm

Alarmnummer: **0941011099**

Type: TMA GSM

Eier: Bykle kommune

Alarmstatus: I drift

Annen bruker: NEI

Kobling til sak

Journalnr:

Journalår:

Status:

Saksbehandler:

Behandlingsdato: 00.00.0000

Vedtak:

Oppfølging

Dato montert: 07.04.2014

Dato batteriskifte: 07.04.2014

Dato kontroll: 07.04.2014

Nøkkelopplysninger

Kode/nr.: Nøkkelbok 41

Beskrivelse: Nøkkelen passer til verandadøra på baksida av huset

Nummer	Drift	Eier	Montert	Batteriskifte	Kontroll	Status	Signal
0941011099	TMA GSM	Bykle kommune	07.04.2014	07.04.2014	07.04.2014	I drift	<input checked="" type="checkbox"/>

"0941011099", "2016-09-08 11:37", "2016-09-08 11:38", "bykle2 @ 91004945", "2016-09-08 11:39", "Aktiv alarm", "Manuell test", ""

Alltid registrer trygghetsalarm inn i Visma Omsorg Profil umiddelbart etter TES !

ALARMREGISTRERING I TES

Hjem Alarm CareLock Kontrollpanelet

Line Danser 13116900216 Opprettet: 31.08.2016 11

Kjønn: Kvinne
 Telefon: 12 34 56 78
 Mobil: 123 45 678
 Gateadresse: Nasjonal Testbruker
 Postnummer: 4754 Bykle
 Veibeskrivelse:
 Dørkode:
 Sone:

Viktig informasjon:
RFID:

Alarmlogg

STATISTIKK

Fordeling tid
Svartider
Topplister

ADMINISTRASJON

Alarmkoder
 Innstillinger
 Ressurstyper

Versjon 3.3.2 build 9974

Oppdrag Inaktiv Påreende Tjenesteyter Alarm Tjenesteyter alarmer Låse

Alarmkode	Tilhører avd.	Serienr.	Adresse	Telef
0941011099	Bykle kommune	S134420067	Nasjonal Testbruker	12 34 5

Alarmkode: 0941011099

Apparattype: TMA5 GSM

Tilbakeringsnummer nr.: 580000235065

Postnr.:
Sted:

Installert: 31.08.2016

Tilhører avd.: Bykle kommune

Telefon:
Dørkode:

Serienr.: S134420067

Alarmnøkkel: 19

Adresse: 19

Brukermodulen (Profil, Bykle produksjon)

File Rediger Vis Ajourhold Ajourhold bruker IPLOS Alarm Fag Rapporter Moduler Vindu Hjelp

Trygghetsalarmer TrygghetsAlarm Utrykninger

Plassøkonomi Nettoinntekt

Trygghetsalarm for Line Danser - Endre

Alarm: Alarmnummer: 0941011099 Type: TMA GSM Eier: Bykle kommune Alarmstatus: I drift Annen bruker: NEI

Kobling til sak: Journalnr.: Status: Journalår: Saksbehandler: Behandlingsdato: 00.00.0000 Vedtak:

Oppfølging: Dato montert: 07.04.2014 Dato batteriskifte: 07.04.2014 Dato kontroll: 07.04.2014

Nøkkelopplysninger: Kode/hr.: Nøkkelbok 41 Beskrivelse: Nøkkelen passer til verandadøra på baksida av huset

Nummer	Drift	Eier	Montert	Batteriskifte	Kontroll	Status	Signal
0941011099	TMA GSM	Bykle kommune	07.04.2014	07.04.2014	07.04.2014	I drift	<input checked="" type="checkbox"/>

Rad 1 av 1

HVORDAN AVDEKKE OM FLERE HAR SAMME ALARMNUMMER I PROFIL

```
SELECT LOPENR, ALARMNUMMER
FROM OM_ALARM
WHERE ALARMNUMMER IN
    ( SELECT ALARMNUMMER
      FROM OM_ALARM
      GROUP BY ALARMNUMMER
      HAVING COUNT(*) > 1 )
ORDER BY ALARMNUMMER
```


TRYGGHETSALARMUTRYKNINGER I VISMA OMSORG PROFIL



Brukermodulen (Profil, Bykle produksjon)

Trygghetsalarmer

- TrygghetsAlarm
- Utrykninger

Trygghetsalarmer

- Plassøkonomi
- Nettoinntekt
- Bestilling av alarmpakke
- Flytting av alarmpakke
- Sensortilknytning

Midlertidig opphør

Ansvarsgruppe

Nøkkelopplysninger

Samtykkeregimet

Rolle bruker

Ny konsultasjon

Åpne konsultasjon

Lag og send meldinger

NAV-meldinger

Utrykninger for Line Danser - Endre

Alarm

Alarmnummer: 0941011099

Type: TMA GSM

Eier: Bykle kommune

Alarmstatus: I drift

Annen bruker: NEI

Nøkkelopplysninger

Kode/nr.: Nøkkelbok 41

Beskrivelse: Nøkkelen passer til verandadøra på baksida av huset

Skul merknad

Dato	Klokken	Forbruk	Årsak
07.09.2016	14:33	1	[Ukjent]
Aktiv alarm - Besvart av Bykle1 @ 95235060 2016-09-07 14:34			
07.09.2016	14:36	1	[Manuell test]
Aktiv alarm - Manuell test Besvart av Bykle1 @ 95235060 2016-09-07 14:36			
07.09.2016	14:41	1	[Manuell test]
Aktiv alarm - Manuell test Besvart av bykle2 @ 91004945 2016-09-07 14:41			
08.09.2016	11:37	2	[Manuell test]
Aktiv alarm - Manuell test Besvart av bykle2 @ 91004945 2016-09-08 11:38			

Nummer	Drift	Eier	Montert	Batteriskifte	Kontroll	Status	Signal
0941011099	TMA GSM	Bykle kommune	07.04.2014	07.04.2014	07.04.2014	I drift	✓

"0941011099","2016-09-08 11:37","2016-09-08 11:38","bykle2 @ 91004945","2016-09-08 11:39","Aktiv alarm","Manuell test", ""

PASIENTJOURNAL

Brukerliste [Begrunnelse: Helsehjelp] - Endre

Fornavn: Distrikt:

Etternavn: Sone/Delsone:

Fødselsdato/nr.: Løpenr: Død: Tlf:

Adresse: Sivil status:

Postnr: Brukers status:

Journalansvarlig
Fornavn: Etternavn:

Fødselsdato	Løpenummer	Navn	Adresse
13.11.1969	228	Danser, Line	Testperson

Rad 1 av 1

Brukerens journal

- Tidligere versjoner
- Dokumentasjon
- Elementrestriksjoner
- Velg begrunnelse
- Utskrift legemiddelkort
- Pasientjournal**
- Oversikt Plan/Rapport
- Utskrift Plan/Rapport
- Bistand og assistansebehov (IPLOS)
- Ny konsultasjon
- Åpne konsultasjon

MÅLINGER

Pasientjournal for Line Danser - 13.11.1969 00216 [Begrunnelse: Helsehjelp]

Plan/Rapport | Hovedkort | Oversikt plan/rapport | Elektroniske meldinger | Diagnose | Medisiner | Forskrivningsmodul | Cave/Allergi | Skjema | **Målinger**

Danser, Line (13.11.1969 00216)

Registrert
 Dato: 08.09.2016 00:00:00
 Av: Tunstall Integrasjon

Målt dato/tid: 08.09.2016 11:37
 Type måling: Trygghetsalarm
 Verdi: Manuell test
 Enhet: Utløste alarmer
 Merknad: Aktiv alarm - Manuell test
 Besvart av bykle2 @ 91004945 201

Maks antall: 25 (numerisk)
 Maks antall: 200 (verdisett)

Vis siste | Skriv ut
 Sett filter | Skjul graf

Trygghetsalarm


Målt dato	Type måling	Verdi	Enhet	Red.	Ret.
08.09.2016	Trygghetsalarm	Manuell test	Utløste alarmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07.09.2016	Trygghetsalarm	Manuell test	Utløste alarmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07.09.2016	Trygghetsalarm	Manuell test	Utløste alarmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07.09.2016	Trygghetsalarm	Ukjent	Utløste alarmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05.09.2016	Trygghetsalarm	Manuell test	Utløste alarmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05.09.2016	Trygghetsalarm	Manuell test	Utløste alarmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05.09.2016	Trygghetsalarm		Utløste alarmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

"0941011099", "2016-09-08 11:37", "2016-09-08 11:38", "bykle2 @ 91004945", "2016-09-08 11:39", "Aktiv alarm", "Manuell test", ""

HVA MÅ TIL I FORKANT AV INTEGRASJONEN

- Åpning i brannmur fra server lukket sone mot ftp-server
 - Forsøk en ftp MyFTPserver og se om du får startet dialog
 - Serveren må stå slik i nettet at den når Profil-databasen
- Informasjon om Profil database
 - Servernavn
 - Instansnavn
 - Databasenavn
 - Brukernavn og Passord på bruker med databasetilgang
 - db_datareader
 - db_datawriter
- Brukernavn og passord for scheduled task
 - Må ha tilgang til å skrive og slette på filområdet hvor script-filen ligger (kun den katalogen hvor filen ligger – ikke over og ved siden)
 - Må evt ha tilganger mot Profil-databasen jf punkt over

STATISTIKK





STATISTIKK – UTRYKNINGER PR ÅRSAK

Bestill - trygghetsalarm utrykning pr årsak

Periode
Fra dato: 01.10.2016
Til dato: 31.10.2016

Geografi
Distrikt: [dropdown]
Sone: [dropdown]
Delsone: [dropdown]

OK Avbryt Hjelp

Klar 22.11.2016 10:25



STATISTIKK – UTRYKNING

Brukermodulen (Profil, Bykle produksjon)

File Rediger Vis Ajourhold Ajourhold bruker IPLOS Alarm Fag Rapporter Moduler Vindu Hjelp

Post/Sak/Henvendelser

Fag/Medisin

Elektroniske meldinger

Forskrivningsmodul

Brukerlister

Tjenester

Økonomi/Analyse/Statistikk

Produksjon

Avvikshåndtering

Alarm - Velferdsteknologi

Nøkkelball

Avtalebok

Avtaler pr. bruker

IPLOS

EPJ

Forbindelser

Pleietyngde

Diagnosestatistikk ICPC-2

Alarm Utrykninger

Selvkostanalyse

Finansieringsrapport

Produksjonsdata

KOSTRA - Skjema 6

Best

Trygghetsalarm utrykning pr. årsak

PROFIL Side : 1 av 1

Trygghetsalarm utrykninger pr. årsak
i perioden
01.10.2016 - 31.10.2016

Kl.: 10:38:34
Dato: 22.11.2016

Distrikt: Alle Sone: Alle Delsone: Alle

Utrykningsårsak	Timer forbruk	Antall
Falsk alarm	0,05	1
Manuell test	0,05	4
Repetisjon	0,02	2
Toalettbesøk	0,02	1
Ukjent	0,00	1
Urolig	0,02	1
Ønsker mat	0,02	2
Totalt antall alarmer i perioden :	0,17	12

OK Avbryt Hjelp

22.11.2016 10:25



STATISTIKK – MÅLINGER

Brukermodulen (Profil, Bykle produksjon)

Post/Sak/Henvendelser

- Fag/Medisin
 - Legemiddelkort
 - Elektroniske meldinger
 - Multidoserefusjon
 - Varsel fra SLV
 - Seponerte medisiner
 - Forskrivningsmodul
- Tjenester
- Økonomi/Analyse/Statistikk
 - Produksjon
 - AK journal
 - Avvikshåndtering
 - Alarm - Velferdsteknologi
 - Nøkeltall
 - Avtalebok
 - Avtaler pr. bruker
 - IPLOS
 - EPJ
 - Forbindelser
- Usignerte rapporter
 - Dosett
 - Mini dosett
 - AK journal
 - Ikke signert AK journal
 - Neste kontroll AK journal
 - Medisiner for revurdering
 - Evaluerings av tiltak
 - Målinger på bruker
 - Kostliste
 - Journalnotat

Bestilling av målinger på bruker

Utvalg basert på

Bruker
 Distrikt/soner/delsone
 Institusjon/avdeling

Geografi

Distrikt:
 Sone:
 Delsone:

Tidsrom

Fra/Til dato:

Rapport Opsjoner

Målebegrep:
 Vis fødselsnummer i rapporten:

OK Avbryt Hjelp

PROFIL Målinger Side: 2 av 4
KL: 09.09.16
Data: 14.10.2016

Rapport ljet av: JAH - John A. Harve Debase: Alle

Distrikt: Alle Sone: Alle Fødselsnummer

Løpnr.	Målt dato/tid	Navn	Verdi	Enhet	Merknad
228		Line Danser			13.11.1969 00216
Trygghetsalarm					
01.09.2016	15:10	Ukjent		Utleste alarmer	Aktiv alarm - Besvart av Bykle1 @ 95235060 20'
01.09.2016	15:14	Manuell test		Utleste alarmer	Aktiv alarm - Manuell test Besvart av Bykle1 @ 9
01.09.2016	15:15	Ukjent		Utleste alarmer	[Auto] Alarm reset - Besvart av Frakoblet
01.09.2016	15:25	Manuell test		Utleste alarmer	Aktiv alarm - Manuell test Besvart av Bykle1 @ 9
01.09.2016	21:00	Falsk alarm		Utleste alarmer	Utleste alarmer
02.09.2016	09:41	Manuell test		Utleste alarmer	Utleste alarmer
02.09.2016	10:07	Manuell test		Utleste alarmer	Aktiv alarm - Manuell test Besvart av Bykle1 @ 9
02.09.2016	10:18	Manuell test		Utleste alarmer	Aktiv alarm - Manuell test Besvart av Bykle1 @ 9
02.09.2016	10:32	Manuell test		Utleste alarmer	Aktiv alarm - Manuell test Besvart av Bykle2 @ 9
02.09.2016	10:35	Manuell test		Utleste alarmer	Aktiv alarm - Manuell test Besvart av Bykle2 @ 9
02.09.2016	10:38	Manuell test		Utleste alarmer	Aktiv alarm - Manuell test Besvart av Bykle2 @ 9
02.09.2016	14:52	Manuell test		Utleste alarmer	Aktiv alarm - Manuell test Besvart av Bykle2 @ 9
02.09.2016	23:36	Manuell test		Utleste alarmer	Aktiv alarm - Manuell test Besvart av Bykle2 @ 9
05.09.2016	07:16	Manuell test		Utleste alarmer	Aktiv alarm - Manuell test Besvart av Bykle1 @ 9
05.09.2016	07:19	Manuell test		Utleste alarmer	Aktiv alarm - Manuell test Besvart av Bykle1 @ 9
05.09.2016	10:06	Manuell test		Utleste alarmer	Aktiv alarm - Manuell test Besvart av Bykle1 @ 9
05.09.2016	15:00	Manuell test		Utleste alarmer	Aktiv alarm - Besvart av Bykle1 @ 95235060 20'
05.09.2016	15:25	Manuell test		Utleste alarmer	Aktiv alarm - Besvart av Bykle1 @ 95235060 20'
05.09.2016	15:28	Manuell test		Utleste alarmer	Aktiv alarm - Besvart av Bykle1 @ 95235060 20'
05.09.2016	22:40	Manuell test		Utleste alarmer	Aktiv alarm - Besvart av Bykle1 @ 95235060 20'
05.09.2016	22:44	Manuell test		Utleste alarmer	Aktiv alarm - Manuell test Besvart av Bykle1 @ 9
07.09.2016	14:33	Ukjent		Utleste alarmer	Aktiv alarm - Manuell test Besvart av Bykle2 @ 9
07.09.2016	14:36	Manuell test		Utleste alarmer	Aktiv alarm - Manuell test Besvart av Bykle2 @ 9
07.09.2016	14:41	Manuell test		Utleste alarmer	Aktiv alarm - Besvart av Bykle1 @ 95235060 20'
08.09.2016	11:37	Manuell test		Utleste alarmer	Aktiv alarm - Besvart av Bykle1 @ 95235060 20'
09.09.2016	22:28	Ukjent		Utleste alarmer	Aktiv alarm - Manuell test Besvart av Bykle1 @ 9
09.09.2016	22:29	Manuell test		Utleste alarmer	Aktiv alarm - Manuell test Besvart av Bykle1 @ 9
12.09.2016	14:12	Manuell test		Utleste alarmer	Aktiv alarm - Manuell test Besvart av Bykle1 @ 9
12.09.2016	14:20	Manuell test		Utleste alarmer	Aktiv alarm - Besvart av Bykle2 @ 91004945 201
17.09.2016	11:47	Ukjent		Utleste alarmer	Aktiv alarm - Manuell test Besvart av Bykle2 @ 9
18.09.2016	07:14	Manuell test		Utleste alarmer	Aktiv alarm - Manuell test Besvart av Bykle2 @ 9
21.09.2016	22:23	Manuell test		Utleste alarmer	Aktiv alarm - Manuell test Besvart av Bykle1 @ 9
30.09.2016	11:10	Manuell test		Utleste alarmer	Aktiv alarm - Ønsker mat Besvart av Bykle1 @ 9
07.10.2016	14:50	Ønsker mat		Utleste alarmer	Aktiv alarm - Manuell test Besvart av Bykle1 @ 9
09.10.2016	14:45	Manuell test		Utleste alarmer	Aktiv alarm - Manuell test Besvart av Bykle1 @ 9
09.10.2016	14:46	Manuell test		Utleste alarmer	
Antall målinger totalt pr. målebegrep				36	
Antall målinger totalt pr. bruker				36	

Verdi utenfor angitte referanseverdier for målebegrepet

AL

LAGRE DATAENE TIL FIL FOR BEHANDLING I EXCEL

Brukermodulen (Profil, Bykle produksjon) - [Utskrift av målinger]

Distrikt: Alle Sone: Alle

Løpenr.	Navn	Målt dato/kl.	Verdi	Enhet	Fødselsn	Merknad
228	Line Danser				13.11.19	

Trygghetsalarm

Dato	Tid	Ukjent	Utløste alarmer	Aktiv ala
01.09.2016	15:10	Ukjent	Utløste alarmer	Aktiv ala
01.09.2016	15:14	Manuell test	Utløste alarmer	Aktiv ala
01.09.2016	15:15	Ukjent	Utløste alarmer	[Auto] Al
01.09.2016	15:25	Manuell test	Utløste alarmer	Aktiv ala
01.09.2016	21:00	Falsk alarm	Utløste alarmer	Dette er
02.09.2016	09:41	Manuell test	Utløste alarmer	Aktiv ala
02.09.2016	10:07	Manuell test	Utløste alarmer	Aktiv ala
02.09.2016	10:18	Manuell test	Utløste alarmer	Aktiv ala
02.09.2016	10:32	Manuell test	Utløste alarmer	Aktiv ala
02.09.2016	10:35	Manuell test	Utløste alarmer	Aktiv ala
02.09.2016	10:38	Manuell test	Utløste alarmer	Aktiv ala
02.09.2016	14:52	Manuell test	Utløste alarmer	Aktiv alarm - Manuell testBesvart av bykle2
02.09.2016	23:36	Manuell test	Utløste alarmer	Aktiv alarm - Manuell testBesvart av bykle2
05.09.2016	07:16	Manuell test	Utløste alarmer	Aktiv alarm - Manuell testBesvart av bykle2

Lagring av rapport

Lagre rapport som

- Microsoft Word - Inkluderer grafikk
- Microsoft Excel - Kun data
- Rikt tekstformat - Kun data
- Tekst format - Kun data

Overskrive filnavn

Filnavn: .xls

OK Avbryt Hjelp

Lagre rapport som

Lagre i: Dokumenter

Navn	Dato endret	Type
2015-05-05	05.05.2015 15:03	Filmappe
Concept	12.08.2014 09:25	Filmappe
fakt	14.09.2016 09:48	Filmappe
M30v24_full	06.11.2015 09:02	Filmappe
Maler	03.05.2013 08:41	Filmappe
Min musikk	11.02.2016 08:33	Filmappe

Filnavn: .xls

Filtype: Excel format (*.XLS)

Word format (*.DOC)

RTF format (*.RTF)

Excel format (*.XLS)

Tekst format (*.TXT)

Lagre Avbryt

START EXCEL OG ÅPNE FILEN DU LAGRET I PROFIL



SETT INN PIVOTTABELL

The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the 'PivotTable' ribbon tab selected. The 'SETT INN' button is circled in red. The 'Opprett pivottabell' dialog box is open, showing the following options:

- Velg dataene du vil analysere**
 - Velg en tabell eller et område
 - Tabell/område: 'Export alarmer'!\$A\$1:\$A\$187
 - Bruk en extern datakilde
- Angi hvor du vil at pivottabellrapporten skal plasseres**
 - Nytt regneark
 - Eksisterende regneark
- Velg om du vil analysere flere tabeller**
 - Legg til disse dataene i datamodellen

Buttons: OK, Avbryt

LAG PIVOTTABELL MED DE FELTENE DU ØNSKER

Export alarmer.xlsx - Excel

PIVOTTABELLVERKTØY

John A. Horv

MAALING_VERDITEKST

Radetiketter

MAALING_VERDITEKST

Summer av LOPENR

Innstillinger for verdifelt

Kildens navn: LOPENR

Egendefinert navn: Antall av LOPENR

Lag sammendrag av verdier etter: Vis verdier som

Lag sammendrag av verdifelt etter

Velg beregningsmetoden du vil bruke til å lage sammendrag av data fra det merkede feltet

Summer
Antall
Gjennomsnitt
Maks
Min
Produkt

Pivottabellfelt

Velg felt som skal legges til i rapporten:

LOPENR
 FORNAVN
 ETTERNAVN
 DISTRIKT
 SONE
 DELSONE
 FODSELSDATO
 PERSONNR
 YTELSESPERRE
 LOPENR SPERRE

Dra felt mellom områdene nedenfor:

FILTRE

KOLONNER

RADER

VERDIER

MAALING_VERDITEKST

Summer av LOPENR

Flytt opp
Flytt ned
Flytt til begynnelsen
Flytt til slutten
Flytt til rapportfilter
Flytt til radetiketter
Flytt til kolonneetiketter
Flytt til verdier
Fjern felt
Innstillinger for verdifelt...

FERDIG PIVOTERT PÅ TYPE ALARM / TIDSPUNKT


The image displays two overlapping Excel spreadsheets. The left spreadsheet, titled 'Export alarmer.xlsx - Excel', shows a pivot table with 'Radetiketter' (Alarm types) on the vertical axis and 'Antall av LOPENR' (Count of LOPENR) on the horizontal axis. The data includes categories like 'Falsk alarm', 'Manuell test', 'Repetisjon', 'Toalettbesøk', 'Ukjent', 'Urolig', 'Ønsker mat (tom)', and a 'Totalsum' of 86. The right spreadsheet, also titled 'Export alarmer.xlsx - Excel', shows a data table with columns: A (OPENR), D (DISTRIKT), E (DELSON), I (YTSELSESPERRE), J (OPENR), K (SPERRE), L (LENTYP), M (MAALE), N (DATOKLOKKE), O (LET), P (Time), Q (JAA), R (NGTYPE), S (LOPENR), T (VERDI_0), U (DESVE). The formula bar for cell N2 contains the formula: `=TALLVERDI(DELTEKST(M2;1;LENGDE(M2)-2))`. A red circle highlights the 'Time' column header in the data table.

FERDIG PIVOTERT PÅ TYPE ALARM / TIDSPUNKT

The image displays three overlapping screenshots of Microsoft Excel, illustrating the process of creating a PivotTable. The top-left screenshot shows the PivotTable field list with 'MAALING_VERDITEKST' selected. The middle screenshot shows the PivotTable layout with a formula bar containing `=TALLVERDI(DELTEKST(M2;1;LENGDE(M2)-2))` and a red text overlay `=TALLVERDI(DELTEKST(M`. The bottom-right screenshot shows the PivotTable field list with 'Radetiketter' and 'Antall av LOPENR' selected, and a PivotTable showing a list of alarm types and their counts.

Radetiketter	Antall av LOPENR
Falsk alarm	3
Manuell test	61
Repetisjon	4
Toalettbesøk	1
Ukjent	13
Urolig	1
Ønsker mat (tom)	1
Totalsum	86

ALARMER OVERFØRT FRA **Tunstall** TIL PROFIL: ÅRSAK



ENDER VI OPP HER?

Tunstall Hall of Fame

Lars Sohlman

Flemming Rasmussen

John A. Horve
Systemansvarlig IKT Helse og omsorg

LMT SETESDAL
LOKALMEDISINSKE
TJENESTER

Kasernevegen 19, 4735 Eje
M 91 68 46 94 E john.horve@e-h.kommune.no
www.e-h.kommune.no/lmt



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN




john.horve@e-h.kommune.no



[@johnhorve](https://twitter.com/johnhorve)



916 84 694



Something, somewhere went terribly wrong